

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

INSTRUKCJA

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Logo firmy

UWAGI OGÓLNE

1. Instrukcja dotyczy odpadów medycznych:
 - zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
 - niebezpiecznych, innych niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
 - innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.
2. Odpady medyczne magazynuje się w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach albo w stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych.

POMIESZCZENIE DO MAGAZYNOWANIA

Pomieszczenie do magazynowania:

3. posiada niezależne wejście,
4. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
5. posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
6. jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
7. posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp,
8. posiada miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych, a w przypadku magazynowania odpadów medycznych w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów,
9. jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia,
10. posiada wentylację zapewniającą podciśnienie i filtrację odprowadzanego powietrza, dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej (wtedy odpady są magazynowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach).
11. Przy pomieszczeniu do magazynowania zapewnia się dostęp do:
 - umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, wyposażonej w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku,
 - wody bieżącej ciepłej i zimnej do celów porządkowych,
 - wydzielonych miejsc do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w pomieszczeniach

STACJONARNE URZĄDZENIE CHŁODNICZE

Stacjonarne urządzenie chłodnicze:

12. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
13. posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
14. jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
15. posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp,
16. jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia,
17. posiada zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie z wewnątrz,
18. posiada przedsionek przed wejściem do urządzenia.
19. Przy stacjonarnym urządzeniu chłodniczym zapewnia się dostęp do:
 - umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, wyposażonej w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku,
 - wody bieżącej ciepłej i zimnej do celów porządkowych,
 - wydzielonych miejsc do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w pomieszczeniach

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CHŁODNICZE

Przenośne urządzenie chłodnicze:

20. posiada wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
21. jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
22. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
23. jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia.
24. w sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego zapewnia się dozownik ze

środkiem do dezynfekcji rąk, podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe.

**WARUNKI WSTĘPNEGO
MAGAZYNOWANIA
ODPADÓW
MEDYCZNYCH**

Kod odpadu	Temperatura przechowywania	Czas przechowywania
18 01 02*	do 10°C	nie dłużej niż 72 godziny
18 01 03* 18 01 06* 18 01 08* 18 01 10* 18 01 81*	do 10°C lub ----- od 10°C do 18°C	nie dłużej niż 30 dni nie dłużej niż 72 godziny
18 01 01 18 01 04 18 01 07 18 01 19 18 01 81	brak wymagań	nie dłużej niż 30 dni

OPINIOWAŁ:

.....
(data i podpis)

ZATWIERDZIŁ:

.....
(data i podpis pracodawcy)